



VPOD CapOx Patient Self Managed Overnight Oximetry and Capnography Instructions on Room Air

Patient Name

Reading ID

Su médico ordenó esta prueba de oximetría y capnografía para controlar su oxígeno en la sangre y terminar con los niveles corrientes de CO₂ mientras duerme. Es vital que siga de cerca estas instrucciones para obtener los mejores resultados.

VirtuOx es el centro de pruebas que procesará los resultados de las pruebas y los enviará a su médico. Según las pautas de Medicare, la compañía que le entrega el dispositivo de prueba no puede ayudarlo con la instrucción o el desempeño de la prueba.


DME Courier:

Phone

Por favor, siga las siguientes condiciones según lo prescrito:

Overnight on Room Air

Your testing device: VPOD CapOx



IMPORTANTE


- Debe permanecer despierto durante los primeros 10 minutos de la prueba.
- Retire cualquier esmalte de uñas y cubiertas del dedo que va a usar.

TEST SETUP

- 1** Confirme que el cable de la sonda de dedo y el filtro de agua estén conectados a la parte




- 2** Confirme que el tubo de conexión de la conexión al filtro de agua .



- 3** Conecte el sensor al dedo índice y aplique cinta adhesiva o Band Aid para asegurar el sensor a su dedo.




- 4** Mantén pulsado el botón inferior izquierdo hasta que se encienda.



- 5** Inserte las cánulas nasales en la nariz y ajuste el control deslizante para asegurarla. Ve a la cama. Úsalo toda la noche.



- 6** Cuando se despierte por la mañana, quítese el dispositivo. Mantén presionado el botón inferior izquierdo hasta que lo apagues.



INSTRUCCIONES ADICIONALES

1. Para obtener los mejores resultados, coloque la sonda en el dedo índice. Sin embargo, puede usar cualquier dedo siempre que reciba una lectura del dispositivo.
1. Si la sonda o cánula se cae durante la noche:
 1. Coloque la sonda en su dedo y vuelva a insertar las cánulas nasales en su nariz.
 2. Verifique que el oxímetro esté encendido y muestre números.
 3. Si el oxímetro está apagado, presione el botón de encendido para encenderlo.
1. Puede retirar la sonda y la cánula nasal solo en caso de necesidad higiénica. Cuando regrese a la cama, vuelva a colocar la sonda en su dedo y vuelva a insertar la cánula nasal como lo hacía antes.