

Nivel de Oxigeno

Boton inferior enciende y apaga el aparato

Boton del programa. **NO TOCAR!**



Ritmo cardiaco

### Paciente:

Este test de Oximetria ha sido ordenado por su Medico para monitorear sus niveles de oxigeno mientras duerme. Para poder obtener un test de buena calidad, es esencial que usted siga las siguientes instrucciones al pie de la letra. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a VirtuOx al telefono **(877) 897-0066** para mayor asistencia. **Usted debe estar despierto los primeros 10 minutos del test!**

VirtuOx es la compania que procesara los resultados del test que usted estara realizando y lo enviara a su medico. Por guias y reglas de Medicare, la compania que entrega el aparato para realizar el test no le podra asistir con la ejecucion o instruccion de este mismo y solo podra funcionar como el courier.

**La compania DME (Compania de equipos medicos) que le lleva su aparato:**

**Telefono:**

### ID de Lectura:

Su medico le gustaria que se le haga el test bajo las siguientes condiciones:

- Aire en el cuarto durante la noche
- Oxigeno en la noche @ \_\_\_\_\_LPM

- APAP / CPAP / BiPAP durante la noche
- Aparato dental durante la noche

**Paso 1:** Siga la condicion del test descrita arriba

Se sugiere que se remueva esmalte de las unas y coberturas en el dedo que estara usando

**Paso 2:** El sensor debe estar adjunto como se muestran en el dispositivo



**Paso 3:** Adjunte el dedo indice al sensor, Coloque cinta o una bandita para asegura el sensor al dedo



**Paso 4:** Pongase el aparato en la muñeca y presione el boton de abajo hasta que encienda el dispositivo



**Paso 5:** Duermase y uselo toda la noche



**Paso 6:** En la manana quite el aparato, presione el boton de arriba para apagarlo y llame a la compania de equipos medicos para que lo recojan



### SI EL SENSOR SE CAE DURANTE LA NOCHE:

- 1) Coloque el sensor en el dedo de nuevo
- 2) Chequee que el oximetro este prendido y mostrando numeros.
- 3) Si el oximetro esta APAGADO, presione el boton de encendido para prenderlo

**Si se despierta durante la noche y necesita levantarse de la cama, por favor lleve el aparato, unicamente remueva el anexo (sonda) del dedo por razones de higiene**

**La sonda de anexo puede ser usada en cualquier dedo, hagalo en el dedo mas comodo y aun recibira lectura del dispositivo.**