



Paciente:

Este test de Oximetría ha sido ordenado por su Medico para monitorear sus niveles de oxígeno mientras duerme. Para poder obtener un test de buena calidad, es esencial que usted siga las siguientes instrucciones al pie de la letra. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a VirtuOx al telefono **(877) 897-0066** para mayor asistencia. **Usted debe estar despierto los primeros 10 minutos del test!**

VirtuOx es la compañía que procesara los resultados del test que usted estara realizando y lo enviara a su medico. Por guias y reglas de Medicare, la compañía que entrega el aparato para realizar el test no le podra asistir con la ejecución o instruccion de este mismo y solo podra funcionar como el courier.

La compañía DME (Compañía de equipos medicos) que le lleva su aparato:

Telefono:

Su medico le gustaria que se le haga el test bajo las siguientes condiciones:

- Aire en el cuarto durante la noche
- Oxígeno en la noche @ _____ LPM

- APAP / CPAP / BiPAP durante la noche
- Aparato dental durante la noche

Paso 1: Siga la condicion del test descrita arriba.

Se sugiere que se remueva esmalte de las unas y coberturas en el dedo que estara usando

Paso 2: El sensor debe estar adjunto como se muestran en el dispositivo



Paso 3: Adjunte el dedo indice al sensor, Coloque cinta o una bandita para asegurar el sensor al dedo



Paso 4: Pongase el aparato en la muñeca, numeros apareceran en la pantalla automáticamente



Paso 5: Duermase y uselo toda la noche



Paso 6: En la mañana quite el aparato, presione el boton de arriba para apagarlo y llame a la compañía de equipos medicos para que lo recojan



SI EL SENSOR SE CAE DURANTE LA NOCHE:

- 1) Coloque el sensor en el dedo de nuevo
- 2) Chequee que el oxímetro este prendido y mostrando numeros.
- 3) Si el oxímetro esta APAGADO, presione el boton de encendido para prenderlo

Iconos del sensor



Cambiar la posición del sensor de aviso.



Indicador de Bateria baja. (1) NO CAMBIE LAS BATERIAS. (2) Continúe El test, (3) Avise a su proveedor local cuando recojan el equipo.